

LABORATORIO ANALISI CLINICHE P E R U G I N I s.r.l

Dir. Sanitario: dott. Massimo Perugini
Sede Legale: Via Rodotà, 43 - 87100 COSENZA
Sede Pubblico: Via Riccardo Misasi (ex via Roma), 94/96 - 87100 COSENZA
Telefono: (+39) 0984 28941 - (+39) 0984 28165
Fax: (+39) 0984 28165
Reg.Imp.Cosenza - Codice Fiscale e Partita Iva: 01781350788
Numero R.E.A CS - 236564
Capitale Sociale: Euro 60.000,00 i.v.
Mail: peruginilab@gmail.com - Mail: maperugi@alice.it
Sito Web: www.laboratorioperugini.it



1959-2009

ANALISI CHIMICO CLINICHE - RICERCHE ALLERGICHE - DOSAGGI ORMONALI - MICROBIOLOGIA - TOSSICOLOGIA - IMMUNOLOGIA

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME CITOLOGICO

L'ESAME CITOLOGICO VA ESEGUITO SU 3 CAMPIONI DI URINA RACCOLTI IN TRE GIORNI SUCCESSIVI

La raccolta delle urine va iniziata nei 2 giorni precedenti la data della consegna dei campioni (ad esempio, se la consegna è per lunedì, le urine dovranno essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì mattina).

Per effettuare l'esame verrà fornita una confezione contenente:

- tre provettoni ("Campione1", "Campione2", "Campione") a fondo conico preriempiti con liquido fissativo per la conservazione e il trasporto dei campioni di urina, tre etichette autoadesive, il foglio con le istruzioni.

PRECAUZIONI D'USO

- Il liquido presente nei contenitori è infiammabile.
- Non bisogna berlo ed è necessario conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
- Tenere i contenitori lontano da fiamme e scintille.
- Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco.

ISTRUZIONI D'USO

1. Le urine non devono essere quelle della notte, ma le seconde della mattina (es. il mattino si urina normalmente, si bevono due o tre bicchieri di acqua e si raccolgono le urine successive).
2. Raccogliere l'urina in un recipiente pulito.
3. Aprire il provettone "Campione1" contenente il fissativo ed introdurre l'urina fino al livello dell'ultima linea blu, parte alta verso il tappo o fino alla parte finale dell'etichetta bianca vicino al tappo. Richiudere accuratamente il contenitore.
4. Scrivere i propri dati anagrafici sulle etichette autoadesive fornite ed applicarne una sul contenitore. Conservare il contenitore così allestito in un luogo fresco.

Ripetere il procedimento il secondo e terzo giorno, utilizzando i provettoni "Campione2" e "Campione3".

Reintrodurre i tre campioni nella confezione insieme al foglio raccolta dati per citologia urinaria debitamente compilato.

I TRE CAMPIONI VANNO CONSEGNATI LO STESSO GIORNO